


## 34 020 001 GROHTHERM SPECIAL MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Commande de débit au coude
- Montage mural apparent
- Levier métallique 250 mm pour utilisation ergonomique avec le coude
- Zone de rotation à 100°
- butée métallique
- Tête céramique 1/2"
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et 43°C pré-ajustable
- Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
- Bec moulé orientable avec roulement renforcé
- Angle 90°
- Obturable
- Brise-jet Laminar 9 l/min
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- saillie 255 mm
- Raccords S à rosaces
- Obturable
- GROHE Long-Life finition durable



- 1: Levier 250 mm (Numéro de commande 47410000)
- 2: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 2.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 3.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47885000)
- 5: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 6: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 49072000)
- 7: Raccords S a rosaces (Numéro de commande 12051000)
- 7.1: Joint (Numéro de commande 0138600M)
- 7.2: Rosace (Numéro de commande 45392000)
- 8: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 47189000)
- 8.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 8.2: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
- 8.3: joint torique Ø17 x Ø2 (Numéro de commande 0305500M)
- 9: Bec coulé orientable (Numéro de commande 13138000)
- 9.1: Brise-jet laminar (Numéro de commande 13960000)
- 9.2: joint torique Ø13,5 x Ø2,75 (Numéro de commande 0128500M)
- 9.3: butée avec limiteur, 5 pc. (Numéro de commande 0974000M)
- 10: Rallonge 1/2" 30 mm (Numéro de commande 46238000)\*
- 11: Clé spéciale (Numéro de commande 19377000)\*
- 12: Poignée de déverrouillage de température (Numéro de commande 47994000)\*
- 13: Clé (Numéro de commande 19332000)\*
- 14: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- 15: Thermomètre d'ajustage (°C) (Numéro de commande 19001000)\*

PAGE 2/2